A woman with long dark hair is running on a track, wearing a red and orange patterned athletic jacket. The background is a blurred outdoor setting with a blue sky and green field.

ACTIV

Catálogo de producto

INDIBA[®]
revitalizing lives

Información confidencial

MKT1170_v6

UNA EXPERIENCIA NACIDA EN 1983 Y CON MÁS DE 19.000 EQUIPOS EN EL MERCADO, CONVIERTEN A **INDIBA, S.A.** EN COMPAÑÍA DE REFERENCIA Y A **INDIBA® ACTIV CELL THERAPY**, EN LA HERRAMIENTA **VERSÁTIL, SEGURA Y PRECISA** PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL PACIENTE DE FISIOTERAPIA.

Las últimas investigaciones científicas en el ámbito de la biología molecular han atribuido acciones “frecuencia dependientes” en el rango de los **448 kHz**.

La integración de dos modos de trabajo: **CAP** y **RES**, permite a su vez aunar los efectos subtérmicos (eléctricos) y térmicos.


ÍNDICE

EQUIPOS

INDIBA® Activ 701	3
INDIBA® Activ 801	4
INDIBA® Activ 902	5
INDIBA® Activ AT7	5
INDIBA® Activ CT8	6
INDIBA® Activ CT9	7

ACCESORIOS

ELECTRODOS ACTIVOS	8 - 9
ELECTRODOS NEUTROS.....	9
MANGOS Y CABLES.....	9 - 10
MEDIOS CONDUCTORES.....	11
VARIOS.....	11- 12



ITEM: INDIBA® Activ 701



CARACTERÍSTICAS

Potencia de salida: CAP 250 VA - RES 65 W

Dimensiones: 37 x 40 x 17 cm

Peso: 10 kg

Garantía: 2 años

CE 1434 93/42 CEE

ACCESORIOS:

- Mango curvado Capacitivo
- Mango Resistivo
- Electrodo Capacitivo: Ø30 Ø40 Ø55 mm
- Electrodo Resistivo: Ø35 Ø50 mm
- Placa de retorno
- Electrodo neutro cilíndrico
- Mando a distancia
- Carro

TRATAMIENTOS:

Tratamiento en área pequeña, monoarticular

Abordaje local y analítico

Duración entre 15 - 40 min en función de la zona a tratar.

ACCESORIOS EXTRA (No incluidos):

INDIBA® Fascia Pack:

- F1
- F2
- F3
- Cable

INDIBA® Suelo pélvico Pack:

- 4 Electrodores resistivos longitudinales

APLICACIONES MÉDICAS:

Lesiones traumáticas: Traumatismo directo, contusiones, esguinces, fracturas, post operatorios y roturas fibrilares.

Fisioterapia deportiva: Traumatismos directos e indirectos.

Lesiones articulares: Bursitis, capsulitis y tendinitis.

Patología reumática: Lumbalgia, artritis y cervicalgia.

Suelo pélvico: Mejora el dolor, fortalece las estructuras del suelo pélvico y refuerzo de las fibras de sustentación.

FORMACIÓN:

Incluye formación especializada para fisioterapeutas.

Referencia: ACT701

ITEM: INDIBA® Activ 801



CARACTERÍSTICAS

Potencia de salida: CAP 350 VA - RES 100 W

Dimensiones: 37 x 40 x 17 cm

Peso: 10 kg

Garantía: 2 años

CE 1434 93/42 CEE

ACCESORIOS:

- Mango curvado Capacitivo
- Mango Resistivo
- Electrodo Capacitivo: Ø30 Ø40 Ø55 Ø65 mm
- Electrodo Resistivo: Ø35 Ø50 Ø65 mm
- Placa de retorno
- Electrodo neutro cilíndrico
- Mando a distancia
- Carro

TRATAMIENTOS:

Tratamiento en área media y poliarticular

Abordaje local, regional y analítico

Duración entre 15 - 35 min en función de la zona a tratar.

ACCESORIOS EXTRA (No incluidos):

INDIBA® Fascia Pack:

- F1
- F2
- F3
- Cable

INDIBA® Suelo pélvico Pack:

- 4 Electrodores resistivos longitudinales

APLICACIONES MÉDICAS:

Lesiones traumáticas: Accidentes en el trabajo, lesiones directas, contusiones, esguinces, fracturas, post operatorios, desgarros fibrilares

Fisioterapia deportiva: Descarga muscular, preparación deportiva, prevención de lesiones, mejora de la fatiga muscular, trauma directo e indirecto.

Lesiones articulares: Tendinopatía crónica, bursitis, capsulitis, tendinitis

Patología reumática: Lumbalgia, condromalacia, artrosis, artritis y cervicalgia.

Suelo pélvico: Mejora el dolor, fortalece las estructuras del suelo pélvico y refuerzo de las fibras de sustentación.

(*) Opcional Fisoestética: Tratamientos localizados en muslos, glúteos y abdomen para tratamiento de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica y cicatrices

FORMACIÓN:

Incluye formación especializada para fisioterapeutas.

Referencia: ACT801

Todos los equipos incluyen WELCOME BOX

ITEM: INDIBA® Activ 902



CARACTERÍSTICAS

Potencia de salida: CAP 450 VA - RES 200 W

Dimensiones: 46 x 44 x 17 cm

Peso: 14 kg

Garantía: 2 años

CE 1434 93/42 CEE

ACCESORIOS:

- Mango curvado Capacitivo
- Mango Resistivo
- Electrodo Capacitivo: Ø30 Ø40 Ø55 Ø65 Ø80 mm
- Electrodo Resistivo: Ø35 Ø50 Ø65 Ø90 mm
- Placa de retorno
- Electrodo neutro cilíndrico
- Mando a distancia
- Carro

TRATAMIENTOS:

Tratamiento en área grande, poliarticular

Abordaje Global, local y analítico

Duración entre 5 - 30 min en función de la zona a tratar.

ACCESORIOS EXTRA (No incluidos):

INDIBA® Fascia Pack:

- F1
- F2
- F3
- Cable

INDIBA® Suelo pélvico Pack:

- 4 Electrodores resistivos longitudinales

APLICACIONES MÉDICAS:

Lesiones traumáticas: Accidentes en el trabajo, lesiones directas, contusiones, esguinces, fracturas, post operatorios, desgarros fibrilares

Fisioterapia deportiva: Descarga muscular, preparación deportiva, prevención de lesiones, mejora de la fatiga muscular, trauma directo e indirecto.

Lesiones articulares: Tendinopatía crónica, bursitis, capsulitis, tendinitis

Patología reumática: Lumbalgia, condromalacia, artrosis, artritis y cervicalgia.

Suelo pélvico: Mejora el dolor, fortalece las estructuras del suelo pélvico y refuerzo de las fibras de sustentación.

(*) Opcional Fisiostética: Tratamientos localizados en muslos, glúteos y abdomen para tratamiento de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica y cicatrices

FORMACIÓN:

Incluye formación especializada para fisioterapeutas.

Referencia: ACT902

Todos los equipos incluyen WELCOME BOX

ITEM: INDIBA® Activ AT7



CARACTERÍSTICAS

Potencia de salida: CAP 250 VA - RES 65 W

Dimensiones: 40 x 42 x 16 cm

Peso: 6.1 kg

Garantía: 2 años

CE 1434 93/42 CEE

ACCESORIOS:

- Mango curvado Capacitivo
- Mango recto Capacitivo
- Mango Resistivo
- Electrodo Capacitivo: Ø30 Ø40 Ø55 mm
- Electrodo Resistivo: Ø35 Ø50 mm
- Placa de retorno
- Electrodo neutro cilíndrico
- Mando a distancia
- Carro
- Modulación continua

TRATAMIENTOS:

Tratamiento en área pequeña, monoarticular

Abordaje local y analítico

Duración entre 15 - 40 min en función de la zona a tratar.

ACCESORIOS EXTRA (No incluidos):

INDIBA® Fascia Pack:

- F1
- F2
- F3
- Cable

INDIBA® Suelo pélvico Pack:

- 4 Electrodo resistivos longitudinales

INDIBA® Monitoring Software

APLICACIONES MÉDICAS:

Lesiones traumáticas: Traumatismo directo, contusiones, esguinces, fracturas, post operatorios y roturas fibrilares.

Fisioterapia deportiva: Traumatismos directos e indirectos.

Lesiones articulares: Bursitis, capsulitis y tendinitis.

Patología reumática: Lumbalgia, artritis y cervicalgia.

Suelo pélvico: Mejora el dolor, fortalece las estructuras del suelo pélvico y refuerzo de las fibras de sustentación.

FORMACIÓN:

Incluye formación especializada para fisioterapeutas.

Referencia: IAAT7

Todos los equipos incluyen WELCOME BOX

ITEM: INDIBA® Activ CT8



CARACTERÍSTICAS

Potencia de salida: CAP 350 VA - RES 100 W

Dimensiones: 40 x 53 x 15 cm

Peso: 8.4 kg

Garantía: 2 años

CE 1434 93/42 CEE

ACCESORIOS:

- Mango curvado Capacitivo
- Mango recto Capacitivo
- Mango Resistivo
- Electrodo Capacitivo: Ø30 Ø40 Ø55 Ø65 mm
- Electrodo Resistivo: Ø35 Ø50 Ø65 mm
- Placa de retorno
- Electrodo neutro cilíndrico
- Mando a distancia
- Carro
- Modulación continua
- Calentador placa retorno
- Conexión WI-FI

ACCESORIOS EXTRA (No incluidos):

INDIBA® Fascia Pack:

- F1
- F2
- F3
- Cable

INDIBA® Suelo pélvico Pack:

- 4 Electrodos resistivos longitudinales

INDIBA® Monitoring Software

TRATAMIENTOS:

Tratamiento en área media y poliarticular

Abordaje local, regional y analítico

Duración entre 15 - 35 min en función de la zona a tratar.

APLICACIONES MÉDICAS:

Lesiones traumáticas: Traumatismo directo, contusiones, esguinces, fracturas, post operatorios y roturas fibrilares.

Fisioterapia deportiva: Traumatismos directos e indirectos.

Lesiones articulares: Bursitis, capsulitis y tendinitis.

Patología reumática: Lumbalgia, artritis y cervicalgia.

Suelo pélvico: Mejora el dolor, fortalece las estructuras del suelo pélvico y refuerzo de las fibras de sustentación.

(Opcional) Fisoestética: Tratamientos localizados en muslos, glúteos y abdomen para tratamiento de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica y cicatrices

FORMACIÓN:

Incluye formación especializada para fisioterapeutas.

Referencia: IACT8

ITEM: INDIBA® Activ CT9



CARACTERÍSTICAS

Potencia de salida: CAP 450 VA - RES 200 W

Dimensiones: 40 x 53 x 15 cm

Peso: 8.6 kg

Garantía: 2 años

CE 1434 93/42 CEE

ACCESORIOS:

- Mango curvado Capacitivo
- Mango recto Capacitivo
- Mango Resistivo
- Electrodo Capacitivo: Ø30 Ø40 Ø55 Ø65 Ø80 mm
- Electrodo Resistivo: Ø35 Ø50 Ø65 Ø90 mm
- Placa de retorno
- Electrodo neutro cilíndrico
- Mando a distancia
- Carro
- Modulación continua
- Calentador placa retorno
- Conexión WI-FI
- Monitoring Software

TRATAMIENTOS:

Tratamiento en grandes áreas, poliarticular

Abordaje Global, local y analítico

Duración entre 15 - 35 min en función de la zona a tratar.

ACCESORIOS EXTRA (No incluidos):

INDIBA® Fascia Pack:

- F1
- F2
- F3
- Cable

INDIBA® Suelo pélvico Pack:

- 4 Electrodos resistivos longitudinales

APLICACIONES MÉDICAS:

Lesiones traumáticas: Accidentes en el trabajo, lesiones directas, contusiones, esguinces, fracturas, post operatorios, desgarros fibrilares

Fisioterapia deportiva: Descarga muscular, preparación deportiva, prevención de lesiones, mejora de la fatiga muscular, trauma directo e indirecto.

Lesiones articulares: Tendinopatía crónica, bursitis, capsulitis, tendinitis

Patología reumática: Lumbalgia, condromalacia, artrosis, artritis y cervicalgia.

Suelo pélvico: Mejora el dolor, fortalece las estructuras del suelo pélvico y refuerzo de las fibras de sustentación.

Fisioestética: Tratamientos localizados en muslos, glúteos y abdomen para tratamiento de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica y cicatrices

FORMACIÓN:

Incluye formación especializada para fisioterapeutas.

ELECTRODOS ACTIVOS



ELE0022MED
ELECTRODO LONGITUDINAL
14 mm RESISTIVO EJE 6 RES



ELE0043MED
ELECTRODO RESISTIVO
INOX. 35 mm EJE 6



ELE0046MED
ELECTRODO RESISTIVO
INOX 50 mm EJE 6



ELE0044MED
ELECTRODO RESISTIVO
INOX. 65 mm EJE 6



ELE0045MED
ELECTRODO RESISTIVO
INOX. 90 mm EJE 6



ELE0120MED
ELECTRODO LONGITUDINAL
14 mm RESISTIVO EJE 6 CAP



ELE0129MED
ELECTRODO CAP 40 mm Ø



ELE0131MED
ELECTRODO CAP 55 mm Ø



ELE0135MED
ELECTRODO CAP 65 mm Ø



279866
F1 FASCIA
MASTERTOOL



279864
F2 FASCIA
LARGO



279925
F3 FASCIA
BOLA



ELE0137MED
ELECTRODO CAP 80 mm Ø



ELE0140MED
ELECTRODO CAP 30 mm Ø

MEDIOS CONDUCTORES



ACRE121
INDIBA PROIONIC® ACTIV CREAM
1 kg



IPC0001
INDIBA PROIONIC®
ANTI-CELLULITE CREAM 1 kg



IPC0112
INDIBA PROIONIC® FACE CREAM
1 kg

MANGOS Y CABLES



ACC0396MED
MANGO CAPACITIVO
RECTO MÁS CABLE



505889
CABLE COAXIAL FASCIA



ACC0506
CABLE DE RED APANTALLADO



ACC0097
CABLE DE PACIENTE
NEUTRO CON BANANA



ACC0137
CABLE DE RED
APANTALLADO UK



ACC0387MED
MANGO RESISTIVO
CURVO MÁS CABLE



ACC0388MED
MANGO CAPACITIVO
CURVO MÁS CABLE

VARIOS



ACC0689
MANDO A DISTANCIA
UNIVERSAL INDIBA®



MEP0113
PATA INSERCIÓN RÁPIDA
RICHCO 15 mm



MEP0077
SOPORTE MÉDICO PARA
ELECTRODOS



ACC0640
MALETA ÁREA
UNIVERSAL INDIBA®



ACC0517
MALETA DE TRANSPORTE
UNIVERSAL INDIBA®



VAR0203
COLUMNA INDIBA® ACTIV



VAR0078
CARRO EQUIPOS
ACTIV 7-8-9

VAR0078
CARRO EQUIPOS
AT7

INDIBA® PACK



IAT0015
KIT INDIBA® FASCIA



IAT0018
KIT INDIBA® SUELO PÉLVICO RES



IAT0026
PACK INDIBA® MASSAGER CAP



IMB0004
PACK INDIBA® MASSAGER

ELECTRODOS NEUTROS



ACC0489BMED
PLACA DE RETORNO MED



ACC0008
MANGO NEUTRO GRUESO
SIN CABLE



ACC0008MED
MANGO NEUTRO GRUESO
CON CABLE