



RP - Catálogo

Qué es Recovery Pump

RecoveryPump es un dispositivo de compresión secuencial portátil y altamente eficaz para agilizar el proceso de recuperación utilizando una serie de fundas para distintas partes del cuerpo.

Fundas Recovery Pump:

- Recovery Boots (Botas)
- Mini Boots (Mini botas)
- Recovery Arm (Manga)
- Recovery Core (Coraza)
- RecoveryPants de 8 cámaras y media chaqueta

Recovery Pump se ha convertido rápidamente en el producto elegido por los atletas de élite, equipos profesionales, fisioterapeutas y entrenadores personales, ya que ofrece las mejores herramientas para conseguir su máximo bienestar.





Beneficios de Recovery Pump



La terapia con el RP (compresión neumática secuencial) es la única con compresión neumática médicamente comprobada que acelera la recuperación y aumenta el rendimiento atlético en las sesiones de ejercicio posteriores.



El exclusivo diseño del RecoveryPump y la rapidez de los ciclos permiten la recuperación natural de los sistemas corporales (venosos/linfáticos) mientras se descansa, manteniendo a los atletas con una gran sensación de bienestar durante los momentos más duros de la temporada.



RecoveryPump es el sistema portátil de compresión neumática más asequible del mercado. El sistema RecoveryPump no solo es el más asequible, sino que además pesa y mide la mitad que los productos similares de la competencia.



RecoveryPump ofrece la tecnología más innovadora, con los accesorios más completos del mercado — y un equipo comprometido a dar un servicio inigualable para que usted pueda estar siempre por delante de la competencia.


Ciencia

Cómo elimina el cuerpo humano los residuos metabólicos

- Nuestro sistema linfático y vasos sanguíneos colaboran entre si para expulsar de forma natural todas las toxinas de nuestras células
- Sin embargo, el músculo se tiene que mover para estimular este proceso, ya que el sistema linfático no tiene ningún sistema de bombeo
- Los atletas, muchas veces hacen ejercicios para conseguir contraer la musculatura y aumentar la circulación. Este proceso se conoce como recuperación activa

RecoveryPump agiliza la recuperación después de una sesión de ejercicios

- Aunque el cuerpo humano elimina de forma natural los residuos causados por el dolor y la fatiga, la eliminación tarda un tiempo determinado
- RecoveryPump es la alternativa activa que tienen los atletas a la recuperación pasiva
- RecoveryPump supera los resultados que se consiguen con los modos tradicionales de recuperación
- Nuestro sistema simula la “recuperación activa” localizada de una manera pasiva, terapéutica y relajada



¿Qué ocurre cuando usa RecoveryPump?

- El proceso de compresión secuencial activa aumenta el retorno venoso, acelerando la reabsorción corporal de los elementos que causan la fatiga y el dolor en el músculo
- Los niveles específicos de compresión, medidos en mmHg, aumentan la circulación a todos los niveles del sistema venoso, eliminando eficazmente los residuos metabólicos de forma más rápida que con cualquier otro modo tradicional de recuperación o descanso
- Agiliza los medios naturales de recuperación del cuerpo y devuelve los niveles de rendimiento óptimos gracias a la tecnología probada que trata el dolor del músculo en su origen

Recovery Pump - Unidades y sistemas

Unidad RP



Potente y de tan solo 1 kilo de peso, la unidad de RP se puede transportar fácilmente y utilizar en cualquier lugar.

- NUEVO - Batería integrada de 6-8 horas de duración
- Presión ajustable (20-100 mm/Hg)
- Temporizador y modo de terapia de presión continua
- Tiempo de funcionamiento continuo ajustable (3 opciones; 0, 5 y 10 segundos)
- Se puede conectar a 4 accesorios de Recovery Pump

SISTEMAS RP LITE

Las unidades de bombeo RP Lite se combinan con las fundas más avanzadas del mercado. Ofrecen una solución altamente eficaz y portátil para la Recuperación en cualquier lugar.



LO MÁS POPULAR
Sistema RP Lite

- Unidad de bombeo RP Lite
- Recovery Boots (botas)
- Bolsa de transporte

SISTEMAS	FUNDAS			
	BOTAS	MINI BOTAS	MANGA	CORAZA
	FUNDA DE 4 CÁMARAS			
RP LITE VIAJE	X	✓	X	X
RP LITE SISTEMA	✓	X	X	X
RP LITE SISTEMA DE VIAJE	✓	✓	X	X
RP LITE SISTEMA BRAZO	✓	X	✓	X
RP LITE SISTEMA TÓRAX	✓	X	X	✓
RP LITE SISTEMA PERSONALIZADO	Seleccione las fundas que necesite para sus necesidades de rehabilitación y recuperación			
Nota: Todos los RP Systems se entregan con una Bomba RP y bolsa de transporte				

RPX



- Modelo de alta gama con tensión universal
- Batería interna que completamente cargada dura 4 horas de funcionamiento sin necesidad de estar enchufada
- Presión máxima de 100mmHg)
- La bomba portátil tan solo pesa 2kg
- 7 programas con ajustes personalizables
 - 1 Recuperación
 - 2 Pre work out
 - 3 Rehab
 - 4 a 6 programas personalizados
 - 7 NUEVOS programas intervalo para múltiples sesiones durante viaje / rehab
- Modo aislante para áreas específicas de rehabilitación
- Se conecta a todas las fundas de compresión de RecoveryPump

SISTEMA RPX

La bomba RPX de alto nivel se combina con las fundas Recovery líderes en el sector y un régimen de rehabilitación determinado, para conseguir unos ejercicios de mayor calidad, un mayor volumen de entrenamiento semanal, reduciendo el riesgo de lesiones.

EL MÁS POPULAR
Sistema RPX

- Sistema RPX
- RecoveryBoots
- Bolsa de transporte



PRENDAS	BOTAS	MINIBOTAS	BRAZO	TÓRAX	MEDIA CHAQUETA	PANTALONES
SISTEMAS						
	FUNDAS DE 4 CÁMARAS				FUNDA DE 8 CÁMARAS	
RPX VIAJE	X	✓	X	X	X	X
RPX SISTEMA	✓	X	X	X	X	X
RPX TRAVEL SYSTEM	✓	✓	X	X	X	X
RPX BRAZO	✓	X	✓	X	X	X
RPX TÓRAX	✓	X	X	✓	X	X
RPX MEDIA CHAQUETA	X	X	X	X	✓	X
RPX PANTALONES	X	X	X	X	X	✓
RPX PERSONALIZADO	Seleccione las fundas que necesite para sus necesidades de rehabilitación y recuperación					

Nota: Todos los Sistemas RPX se entregan con una bomba RPX y bolsa de transporte

Recovery Pump - Fundas de 4 cámaras

Recovery Boots (botas)



- Recovery Boots con mangueras integradas
- Fundas de 4 largos diferentes con 1 ancho extra* Véase guía de tallas
- Diseñadas con una cámara adicional en la planta del pie para conseguir mayor circulación durante la compresión
- Cuatro cámaras de inflado de posición distal a proximal, de forma secuencial, manteniendo la presión de cada cámara hasta que el ciclo se complete, desinflando la cámara a continuación, para optimizar el proceso
- Las RecoveryBoots son fáciles de colocar y quitar, son duraderas y es la terapia más eficaz que actualmente existe en el mercado. Nuestro sistema simula la “recuperación activa” localizada de forma pasiva, terapéutica y relajada



GUÍA DE TALLAS

4 GRANOS

Para elegir la RecoveryBoot® correcta, mira la parte externa de su pierna desde el talón al flexor de la cadera según indican las líneas discontinuas. Utilice esta medida para elegir su talla.

Nota: Medidas en centímetros

Tallas de botas	Largos	Alto	Ancho
Corto 85	70 - 85 cm 27" - 33.5"	152 - 169 cm 5' - 5.5"	70 cm 27.8"
Medio 95	80 - 95 cm 31.5" - 37.5"	170 - 183 cm 5'6" - 6'	80 cm 31.5"
Largo 105	90 - 105 cm 35.5" - 41"	183 - 198 cm 6' - 6.5"	81 cm 31.8"
Ancho 105	90 - 105 cm 35.5" - 41"	183 - 198 cm 6' - 6.5"	96 cm 37.8"
Extra Largo 115	105 cm & UP 41" & UP	198 cm & UP 6'6" & UP	82 cm 32.3"

Mini Botas



- Perfectas para viajes
- Mini Boots tienen cuatro cámaras de terapia de compresión neumática secuencial
- Desde la parte de abajo del pie hasta la parte de arriba de la pantorrilla.
- RecoveryBoots desde la rodilla hacia abajo
- Terapia distal a la rodilla (desde el pie a la pantorrilla)
- Aumenta la circulación antes y después de la competición
- Combata los efectos de las largas horas de viaje con las Mini Boots compactas de viaje



GUÍA DE TALLAS

54

50

4
CÁMARAS

Nota: Medidas en centímetros

The diagram shows a grey silhouette of a leg. A vertical dashed line on the left indicates a length of 54 cm. A horizontal dashed line across the calf indicates a width of 50 cm. A green circular badge in the top right corner contains the number '4' and the word 'CÁMARAS'.




Recovery Arm (Manga)



- Recovery Arm se puede usar tanto en el brazo izquierdo como el derecho
- Correa ajustable, talla única
- 4ª cámara para el pectoral y hombros
- Reduce el dolor, hinchazón y fatiga
- Acelera la rehabilitación de las lesiones y después de la cirugía
- Use enchufe en segundo puerto (cualquier puerto funcionará)
- Manguera integrada para mayor facilidad de uso y portabilidad






Recovery Core (Coraza)



- Recovery Core realiza una compresión bilateral de 360°
- Se utiliza para los flexores de la cadera, glúteos menores, cuádriceps, aductores e isquiotibiales de forma secuencial
- Talla única
- Para ajustarlo a su talla, lleva 3 cremalleras a cada lado de la funda



Fundas Recovery Pump de 8 cámaras

Recovery Pants (pantalones)



- Nuevos pantalones de 8 cámaras con un nuevo nivel de terapia de compresión neumática
- Terapia de la mitad inferior del cuerpo que incluye la suela del pie, las extremidades inferiores, glúteos, ingles, zona lumbar y abdomen
- Pantalones de recuperación de 8 cámaras compatibles con bombas RP y RPX
- Una sola talla



GUÍA DE TALLAS

154

75

7'

8 CÁMARAS

ALTURA MÁXIMA USUARIO

ALTURA RECOMENDADA PARA CREMALLERAS

- 5' TO 5' 5"
- 5' 6" TO 6' 3"
- 6' 4" & UP

NOTA: MEDIDAS EN CENTÍMETROS, PIES Y PULGADAS
SE PUEDEN ADQUIRIR AMPLIADORES SI MIDE MÁS DE LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS




Half Jacket (Media chaqueta)



- Hemos ampliado el RecoveryArm para incluir las extremidades superiores
- Con la RP Half-Jacket (media chaqueta) se consigue un tratamiento incomparable para los grupos musculares importantes, con doble compresión para mejorar el régimen de recuperación
- Potente, unilateral y compatible con las bombas RP y RPX
- La media chaqueta es completamente ajustable
- La funda de media chaqueta de 8 cámaras cubre la zona pectoral, los oblicuos, el gran dorsal, escápula, romboides y trapecios





Accesorios de Recovery Pump

- Manga de neopreno RP Lite - Ajusta perfectamente para proteger su RP Lite Unit
- Manga de neopreno RPX - Ajusta perfectamente para proteger su unidad RPX
- Silla de gravedad cero - Silla portátil para conseguir una posición óptima para la terapia Recovery Pump
- Luxe Lounger - Recuperación óptima, posición eléctrica ajustable, almohadilla para calor lumbar y masaje



